

I-PH-S Ionic-Photon-Sonic

פרמטרים של המוצר:

חומר: ABS + פלדה

משקל נטו גוף מרכזי: 531 גרם

קיבולת סוללה: 0001 mAh

מתח: DV 5V . טווח טמפרטורות: 24-6 °C . תדר רטט: 00001 סל"ד

זמן טעינה: 3 שעות זרם: MA054 . הספק: מקסימום W5.01 . זמן המתנה: 54 ימים

חם וקר

83 °C - 04 °C 24- פונקציית דחיסה בטמפרטורה חמה , דחיסה חמה עוזרת לפתיחת נקבוביות במהירות וביעילות . לספיגת מוצרים לטיפול העור 6 °C - 8 °C - 21.

פונקציית דחיסה בטמפרטורה קרה , יכולה לכווץ נקבוביות ולשמור על ספיגת מוצרי הטיפול לעור לאורך זמן .

יון + יון-

ייצוא יון + : באמצעות כוח הספיגה של יון חיובי, הוא מסיר לכלוך ותאים מתים בנקבוביות. יש לו כושר ניקוי גבוה יותר מאשר מסיר איפור רגיל. ייבוא יונים: על ידי העברת זרם חשמלי חלש, ויטמין C וחומרים מסיסים במים מיוננים ומועברים ל- (שכבת הדרמיס), מה שמוביל לעור לח וזוהר יותר.

אור אדום וכחול

טיפול באור אדום (אורך גל 026 ננומטר $\pm$ 01 ננומטר) הופך את העור לגמיש, מטפל בצניחה של העור, ובקמטים.

טיפול באור כחול (אורך גל 074 ננומטר $\pm$ 01 ננומטר) אור כחול מתאים במיוחד לטיפול באקנה, וחיטוי העור. עוזר בריפוי דלקת.

עיסוי מיקרו זרם EMS

EMS יפיק מיקרו-זרם, זה יכול להאיץ את חילוף החומרים, לחדש את תאי העור; להקל על מלנין וקמטים, עוזר להחזיר את האלסטיות ולהפוך את העור למוצק, וחלק.

תכונות

5 תכונות לטיפול העור. 3 דרגות טמפרטורה 3 דרגות EMS. 2 סוגים של קוסמטולוגיה אופטית. 00001 (+01%) סל"ד תדירות רטט.



It will give you a professional skincare

