MedTex Medical textile

واقي كعب مبطّن



SUPER Quilted Heel Protector من **NYOrtho** مصمَّم لتبطين الكعب وتخفيف الضغط وحماية الجلد من التلف. يُصنع من قماش مبطّن بحشوة سميكة جدًا توزّع الضغط وتقلّل الاحتكاك والقصّ (shear).

تتيح أشرطة الفيلكرو القابلة للضبط ملاءمة آمنة ومريحة. القماش يسمح بمرور الهواء، مقاوم للماء ومضاد للميكروبات، ويشتّت الرطوبة.

الطرازان 9514 و9514L، يُباعان كزوج.

- مضاد للميكروبات
- قابل للغسل في الغسالة
- مقاوم للماء
- إغلاق مبطّن
- حشوة ناعمة مضادة للحساسية

واقي كعب مبطّن |SUPER Quilted Heel Protector

تفاصيل

عائلة المنتج: NYOrtho SUPER Quilted

اسم المنتج: واقي كعب مبطّن (SUPER Quilted Heel Protector)

الطرازان: 9514 (عادي) و9514L (Bariatric)، زوج

الاستخدام المقصود: يُوصى به للمرضى الذين لديهم قصور معرفي و/أو جسدي يمنعهم من القيام بسلوكيات وقائية، مثل تغيير وضعيتهم أو الإبلاغ عن الانزعاج

الميزات

- **حشوة SUPER FLUFFY:** ميكروفايبر ناعم ومضاد للحساسية لراحة إضافية.
- **قماش مبطّن بحشوة سميكة جدًا** يوزّع الضغط ويقلّل الاحتكاك والقصّ.
- **قماش يسمح بمرور الهواء، مقاوم للماء ومضاد للميكروبات**، يشتّت الرطوبة ويسمح بتدفق الهواء.
- **إغلاق مبطّن بالفيلكرو** (hook & loop) يتيح الوضع والإزالة بسهولة.
- **قابل للغسل في الغسالة.**
- **يستوفي معيار CA 117.**

المواصفات

الطراز 9514	عادي، 25 × 25 سم، يُباع كزوج
الطراز 9514L	Bariatric، 30 × 30 سم، يُباع كزوج
الحشوة	ميكروفايبر مضاد للحساسية
القماش	يسمح بمرور الهواء، مقاوم للماء ومضاد للميكروبات
الإغلاق	فيلكرو مبطّن (hook & loop)
الغسل	في الغسالة، حتى 71°C
المعيار	CA 117
الاعتماد	بموافقة وزارة الصحة الإسرائيلية

تعليمات الاستخدام والعناية

- قبل الوضع، افحصوا الكعبين وأسفل الساقين بحثًا عن قرحات الضغط أو احمرار أو تلف الجلد أو تورم. يُفضَّل أن يكون المريض مستلقيًا أو جالسًا وساقاه مرفوعتان.
- واقي الكعب ليس ضمادة جروح، ولا يجوز وضعه مباشرة على جرح مفتوح أو غير معالَج. عند وجود جرح، يجب تنظيفه وعلاجه وتضميده وفق بروتوكول المنشأة قبل وضع الواقي.
- حدّدوا الجزء العلوي من الواقي بحسب بطاقة العناية. افتحوا الشريط وضعوا الواقي تحت القدم وحولها بحيث يستقر الكعب على سطح التبطين الداخلي، ثم اربطوا الشريط فوق القدم بإحكام يثبّت الجهاز دون إعاقة الدورة الدموية.
- أعيدوا تقييم الملاءمة وحالة الجلد تحت الجهاز كل ساعتين على الأقل أو وفق بروتوكول المنشأة، وأزيلوه من حين لآخر.
- الغسل في الغسالة بماء دافئ (حتى 160°F / 71°C)، التجفيف على حرارة منخفضة، والمبيّض وفق التعليمات. افحصوا المنتج بعد كل غسلة واستبدلوه إذا انضغط التبطين أو تضررت الأقمشة أو الدرزات أو الأشرطة.

الشركة المصنّعة: NYOrtho، الولايات المتحدة
المستورد: ميدتكس (Gur Prym Agencies Ltd.)
غوش عصيون 11، غيفعات شموئيل، إسرائيل
هاتف: 050-7213213 · info@medtex.co.il · www.medtex.co.il

REF08112026

MedTex Medical textile