MedTex Medical textile

# מגן עקב מרופד

מגן העקב **SUPER Quilted Heel Protector** של **NYOrtho** מיועד לרפד את העקב, להפחית לחץ ולהגן מפני פגיעה בעור. הוא עשוי בד מרופד עם מילוי עבה במיוחד, המפזר לחץ ומצמצם חיכוך וגזירה (shear).

רצועות סקוצ' מתכווננות מאפשרות התאמה והידוק נוחים. הבד נושם, עמיד למים ואנטי מיקרוביאלי, מפזר לחות ומאפשר זרימת אוויר.

**דגמים 9514 ו-9514L**, מכירה בזוג.



*9514*

- אנטי מיקרוביאלי
- כביסה במכונה
- עמיד למים
- סגירה מרופדת
- מילוי רך והיפואלרגני

## מגן עקב מרופד | SUPER Quilted Heel Protector

### *פרטים*

**משפחת מוצרים:** NYOrtho SUPER Quilted

**שם המוצר:** מגן עקב מרופד (SUPER Quilted Heel Protector)

**דגמים:** 9514 (סטנדרט) ו-9514L (Bariatric), בזוג

**שימוש מיועד:** מומלץ למטופלים עם מגבלה קוגניטיבית ו/או פיזית שמונעת ביצוע פעולות כמו שינוי תנוחה או דיווח על אי נוחות

### מאפיינים

- **מילוי SUPER FLUFFY:** מיקרופייבר רך והיפואלרגני, לנוחות נוספת.
- **בד מרופד עם מילוי עבה במיוחד** מפזר לחץ ומצמצם חיכוך וגזירה.
- **בד נושם, עמיד למים ואנטי מיקרוביאלי** מפזר לחות ומאפשר זרימת אוויר.
- **סגירה מרופדת בסקוצ'** (hook & loop) מאפשרת הנחה והסרה בקלות.
- **ניתן לכביסה במכונה.**
- **עומד בתקן CA 117.**

### מפרט

| | |
|---|---|
| **דגם 9514** | סטנדרט, 25 × 25 ס"מ, בזוג |
| **דגם 9514L** | Bariatric, 30 × 30 ס"מ, בזוג |
| **מילוי** | מיקרופייבר היפואלרגני |
| **בד** | נושם, עמיד למים ואנטי מיקרוביאלי |
| **סגירה** | סקוצ' מרופד (hook & loop) |
| **כביסה** | במכונה, עד 71°C |
| **תקן** | CA 117 |
| **אישור** | באישור משרד הבריאות |

### הוראות שימוש וטיפול

- לפני ההנחה יש לבדוק את העקבים ואת הרגליים התחתונות: פצעי לחץ, אדמומיות, פגיעה בעור או נפיחות. עדיף שהמטופל שוכב או יושב עם רגליים מורמות.
- המגן אינו חבישה, ואין להניחו ישירות על פצע פתוח או לא מטופל. אם יש פצע, יש לטפל בו ולחבוש אותו לפי נוהל המוסד לפני הנחת המגן.
- איתור החלק העליון של המגן לפי תווית הטיפול. פתיחת הרצועה, הנחת המגן מתחת לכף הרגל ומסביבה, כך שהעקב נח על משטח הריפוד הפנימי. סגירת הרצועה על גב כף הרגל, באופן שמחזיק את המגן במקומו בלי לפגוע בזרימת הדם.
- יש לבדוק את ההתאמה ואת מצב העור מתחת למגן לפחות כל שעתיים או לפי נוהל המוסד, ולהסיר את המגן מעת לעת.
- כביסה במכונה במים חמימים (עד 160°F / 71°C), ייבוש בחום נמוך, והלבנה לפי ההנחיות. יש לבדוק את המגן אחרי כל כביסה, ולהחליפו אם הריפוד נדחס או אם הבד, התפרים או הרצועות נפגמו.

**היצרן:** NYOrtho, ארצות הברית
**היבואן:** מדטקס (גור סוכנויות פרים בע"מ)
גוש עציון 11, גבעת שמואל
טל': 050-7213213 · info@medtex.co.il · www.medtex.co.il

REF08112026

MedTex Medical textile