




# MESURER LE TEMPS DE RÉACTION



# TEMPS DE RÉACTION

1. Assurez-vous que l'application HPO TDR est installée et fonctionne correctement sur le téléphone.
2. Demandez au sujet de s'asseoir confortablement sur une chaise ou rester debout selon la hauteur de la table. La main dominante est posée à plat et l'autre main derrière le dos.
3. Placez le téléphone à côté de la main, à une distance confortable pour qu'il puisse appuyer sur l'écran.
4. Expliquez au sujet que lorsque la cible apparaîtra sur l'écran du téléphone, il devra appuyer le plus rapidement possible sur le cercle affiché à l'écran.
5. Demandez au sujet de se préparer mentalement à réagir rapidement dès que la cible apparaîtra.
6. Démarrez l'application HPO TDR et sélectionnez le mode de mesure de temps de réaction.
7. L'application enregistrera automatiquement le temps de réaction du sujet.
8. Demandez au sujet de revenir à la position initiale avec la main dominante posée à plat sur la table et l'autre main derrière le dos.
9. Répétez les étapes 7 à 10 plusieurs fois pour obtenir une mesure fiable du temps de réaction moyen, l'application effectuera tous les calculs.

Date .....  
 Heure .....  
 Examineur .....



Identifiant :												
	Avant	Après	Avant	Après	Avant	Après	Avant	Après	Avant	Après	Avant	Après
Côté												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MOYENNE												

Date .....  
 Heure .....  
 Examineur .....



Identifiant :												
	Avant	Après	Avant	Après	Avant	Après	Avant	Après	Avant	Après	Avant	Après
Côté												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MOYENNE												