


FICHE TECHNIQUE SANIBOX 250ML

Encombrement minimal, Pratique et économique

Le collecteur d'aiguilles SANIBOX mini est destiné au conditionnement et à l'élimination des aiguilles usagées en milieu hospitalier, cliniques, HAD (Hospitalisation à domicile), centres de soins, laboratoires de biologie et de recherche, cabinets médicaux, infirmiers, vétérinaires, dentaires, acupuncture



Obturateur cranté
Fermeture et ouverture automatique grâce au bouton poussoir
Guide d'utilisation imprimé directement sur la boîte.



Limite de remplissage imprimé sur l'emballage
Ne jamais forcer pour l'introduction des déchets
Ne jamais dépasser la limite de remplissage
Conforme à la norme ISO 23907-1 :2019

Poids unitaire	46 gr
Dimension boîte	8 x 3.3 x 11 cm
Contenance	250 ml
Capacité Utile	180 ml – environ 200 aiguilles
Conditionnement	Carton de 164 Unités
Dimension carton	60 x 40 x 25 cm
Palette	100 x 120 x 170 cm / 30 cartons / 4920 unités
Poids carton	8 kg
Matière	Polystyrène ½ choc et styrène butadiène (SAN)